

VAH

IHO

C€ 0482



approved for disinfection of
gas detectors with CO sensor
HONEYWELL

Δραστικές ουσίες σε 100g: 0.25 g Didecyltrimethylammoniumchloride; 0.5 g Alkylbenzyltrimethylammoniumchloride

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Κωδικός
Φιάλη	12	1 l	141.143.1000
Δοχείο	3	5 l	141.143.5000

DESCOSEPT spezial

Μη αλκοολούχο υγρό για ταχεία απολύμανση

- ιδανικό για ακρυλικό γυαλί
- εξαιρετική καθαριστική ιδιότητα
- μικρός χρόνος δράσης

Το **DESCOSEPT SPEZIAL** είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα, χωρίς αλκοόλες, κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση ευαίσθητου ιατρικού εξοπλισμού και επιφανειών, όπως οθόνες, θερμοκοιτίδες, μόνιτορ κτλ. Είναι ιδανικό και για παιδότοπους.

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες	30 δευτ. 1 λεπτό		
Βακτήρια και μύκητες			
Σύσταση αίτηση για απολύμανση επιφανειών (δοκιμή 4-τομέα, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)*	EN 16615	μηχανική δράση για μολυσμένες συνθήκες	•
Ιοί			
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περίβλημα συμπ. HBV/HIV/HCV	EN 14476	ιός δαμαλίτιδας (MVA), καθαρές συνθήκες	•
Πρόσθετα αποτελέσματα EN test			
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	μολυσμένες συνθήκες	•
Μυκητοκτόνο(C. albicans)	EN 1275		•
Μυκητοκτόνο (C. albicans)	EN 13624	μολυσμένες συνθήκες	•

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 δοκιμές (ποσοτική δοκιμασία αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)

Να χρησιμοποιήσετε τα απολυμαντικά με ασφάλεια.

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.



Health supplies since 1988

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΣΤ. Ο.Ε
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σενέκα 18, Κηφισιά 14564 Αθήνα
Τηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089
Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr



www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher

