



# Συγκριτικός Πίνακας REA TAPE

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	MEDICAL DEVICE	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ		ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<b>CLASSIC</b>	Σχεδιασμένα για να κάνουν νευροφυσιολογικές εργασίες, που σημαίνει ότι συνδέονται με το δέρμα για να αλλάξουν την αντίληψη του πόνου, να αντιμετωπίσουν τη λεμφική παροχέτευση και να ενθαρρύνουν αλλαγές στη νευρομυϊκή λειτουργία.	✓		5m x 5cm	Cotton	5 ημέρες	140%	2 κατευθύνσεων	Ευαίσθητες περιοχές (ώμος, ιγνυακός τένοντας, πλάτη, κ.λπ.)	ήπιες δραστηριότητες
<b>PATTERN</b>		✓		5m x 5cm	Cotton	5 ημέρες	140%	2 κατευθύνσεων	Ευαίσθητες περιοχές (ώμος, ιγνυακός τένοντας, πλάτη, κ.λπ.)	ήπιες δραστηριότητες
<b>PREMIUM</b>		✓		5m x 5cm	Rayon	7 ημέρες	180%	2 κατευθύνσεων	Όλες οι αρθρώσεις (χέρια, πόδια, γόνατα)	υδάτινα αθλήματα και έντονη δραστηριότητα
<b>ULTRA STRONG</b>		✓		5m x 5cm	Cotton	7 ημέρες	140%	2 κατευθύνσεων	Όλες οι περιοχές του σώματος	έντονη δραστηριότητα
<b>PROTECT</b>		-		5m x 5cm	Cotton & αφρός υψηλής πυκνότητας	κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού/της δραστηριότητας	140%	2 κατευθύνσεων	Περιοχές σώματος που απαιτούν πρόσθετη προστασία	έντονη δραστηριότητα - αθλήματα επαφής, π.χ. ράγκμπι
<b>OCTOPUS</b>		✓		5cm x 30cm	Cotton	5 ημέρες	140%	2 κατευθύνσεων	Μελανιασμένες περιοχές ή περιοχές που χρειάζονται λεμφική παροχέτευση	-
<b>BIONIC</b>	Χάρη στην ελαστικότητα 4 κατευθύνσεων, έχει την ικανότητα να απορροφά το φορτίο και να επιστρέφει αυτήν την ενέργεια στην κίνηση, χωρίς να περιορίζει το εύρος της.	✓		5m x 5cm	Συνθετικό (85% nylon, 15% spandex)	1 ημέρα	πάνω από 200%	4 κατευθύνσεων	Όλες οι περιοχές του σώματος	έντονη δραστηριότητα
<b>COHESIVE BANDAGE</b>	<p>Παρέχει στήριξη, συμπίεση και ζεστασιά σε τραυματισμένα άκρα και αρθρώσεις, χωρίς να χρειάζονται κόλλες.</p> <p>-ασφαλίζει τους επιδέσμους στη θέση τους για να διατηρεί τα τραύματα ασφαλή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας</p> <p>-συμπίεση πάνω από διαστρέμματα και στελέχη για μείωση του οιδήματος</p> <p>-ασφαλίζει στη θέση τους επιθέματα κνήμης, παγοκύστες ή θερμοδοχεία κ.λπ</p> <p>-κρατά τους επιδέσμους στη θέση τους</p> <p>-όπου απαιτείται ταχύτητα στην εφαρμογή της κινησιοταινίας</p>	-		4.5m x 5cm 4.5m x 7.5cm 4.5m x 10cm	Non-woven / latex	-	-	-	-	
<b>REA SPORT TAPE</b>	Παρέχει πλήρη υποστήριξη ακινητοποιώντας και σταθεροποιώντας τις αδύναμες αρθρώσεις.	Medical	○	10m x 3.8cm	100% πορώδες βαμβάκι με οξειδίο του ψευδαργύρου	-	-	-	Αδύναμες αρθρώσεις (όπως δάχτυλα, αστραγάλους, ώμους, γόνατα, καρπούς κ.α.)	-
<b>REA TAPE ΚΟΛΛΑ</b>	Κόλλα σπρέι μη φαρμακευτικού βαθμού σχεδιασμένη για χρήση απευθείας στο δέρμα σε συνδυασμό με κινησιοταινίες, βελτιώνοντας την προσκόλληση τους σε ιδρωμένα μέρη του σώματος, σε ακραίες περιπτώσεις προπόνησης και ενώ κολυμπάτε.	-	Διαφανής	113g / 4oz	Δείτε συσκευασία	-	-	-	Εφαρμόστε απευθείας στην κινησιοταινία.	Κατά τη διάρκεια έντονης αθλητικής δραστηριότητας ή έντονης εφίδρωσης
<b>REA TAPE UNDERWRAP</b>	Μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την ταινία. Ο λεπτός ελαφρύς αφρός παρέχει ένα φράγμα μεταξύ του δέρματος και της ταινίας για να προστατεύει το δέρμα από την τριβή και το τρίψιμο.	-	○	27m x 7cm	100% αφρός πολυουρεθάνης ιατρικού βαθμού	-	-	-	Μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την κινησιοταινία.	-